



ETHERNA ONE


LASER FRAKCYJNY CO2

FRAKCYJNY • CHIRURGICZNY • GINEKOLOGICZNY



Laser frakcyjny CO₂ z multi- funkcyjnym systemem obsługi

ETHERNA ONE Laser
frakcyjny CO₂ jest laserem
ablacyjnym. Oznacza to, że
emituje wiązkę, która
doprowadza do
odparowywania naskórka
oraz górnej warstwy skóry
właściwej, a także
obkurczania włókien
kolagenowych. To wszystko
powoduje, że pobudzane są
naturalne procesy
regeneracji.



Jeden sprzęt wiele możliwości

W rękach dobrego specjalisty Laser CO2 jest doskonałym urządzeniem do rozwiązywania wielu różnych problemów skórnych. Przy zastosowaniu określonych parametrów możemy dzięki niemu zredukować wszelkiego rodzaju blizny (potrądzikowe, pourazowe, pooperacyjne), rozstępy czy zmarszczki, a ponadto uzyskujemy termolifting skóry, zagęszczając ją i poprawiając jej jędrność.



SKANER FRAKCYJNY



GŁOWICA GINEKOLOGICZNA



GŁOWICA CHIRURGICZNA

Zastosowanie

- Wygładzenie i odmłodzenie skóry
- Zmarszczki i wiotkość skóry wokół oczu i ust (również na powiekach)
- Poszerzone pory i niejednolity odcień skóry
- Blizny potrądzikowe, pooparzeniowe, pooperacyjne
- Redukcja rozstępów
- Redukcja cellulitu
- Przebarwienia postęnczne, polekowe, hormonalne i pozapalne
- Niejednolity kolor skóry
- Cięcie chirurgiczne
- Rozjaśnienie i ujędrnianie miejsc intymnych
- Labioplastyka laserowa

Dane Techniczne

- Długość fali: 10,600nm
- Tryby: frakcyjny / ginekologiczny
- Max. moc: frakcja 45W
- Obszar skanowania : 1x1~20x20mm
- Gęstość: 0.1~2.0mm / Overlap: 1~10
- Kształt wiązki: kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło
- Napięcie: 100-240V, 50/60Hz



ETHERNA

+48 668-545-354

miłosz.majchrzak@etherna.pl

www.etherna.pl

